

O₂MODA

Eye Care

EMS 眼部按摩儀

Eye Beauty Massager

Daily eye-area care

眼周舒活保養

產品說明書



△ 使用前請詳閱說明，請勿長時間停留於同一部位。

本產品非醫療器材，使用前請詳閱說明書

一、安全警示.....	1
二、聲明.....	2
三、概述	2
四、作用與特點	3
五、禁忌症.....	4
六、技術參數	4
七、產品說明	5
八、安裝與使用.....	6
九、產品保證書.....	7
十、產品清單.....	8

一、安全 警示

- 1、本按摩儀使用時，眼周及眼皮會有揉捏按摩的感覺， 鼻腔、上顎有酸脹感， 但應沒有刺痛的感覺，如果出現刺痛感覺，可能是由於眼周部位與電極接觸的皮膚有破損造成，建議立即關閉電源，停止按摩，如果是由按摩強度過大引起的刺痛感，應立即減弱輸出強度。
- 2、在使用本按摩儀時，可能會有左右眼感覺不一致的情況， 這種情況並不影響按摩感受，出現這種現象可能是由於以下原因造成的：
 - a:左右電極接觸皮膚的緊密程度不同。
 - b: 左右電極與皮膚接觸部分的濕潤程度不同。
 - c: 左右眼周皮膚的內部生物特性不完全一致。
- 3、眼部按摩儀使用前請詳讀產品使用說明書。
- 4、眼部按摩儀電極必須在指定部位使用。
- 5、按摩儀按摩中不可撞擊，不可靠近高溫，不得淋水， 不得在有腐蝕性氣體的環境下使用
- 6、插拔充電線插頭時，手指應緊握充電線插頭插拔以免損壞導線或電纜。
- 7、本按摩儀不得在微波設備附近使用。
- 8、若使用者配戴心臟起搏器或其他電子裝置，請諮詢醫師後再使用。
- 9、按摩儀使用中嚴禁私自拆卸、修理、改造。
- 10、器具不打算由存在肢體、感官或精神能力缺陷或缺少使用經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非有負責他們安全的人對他們進行與器具使用有關的監督或指導

11、應照看好兒童，確保他們不玩耍本器具。

12、器具應使用5V  安全特低電壓供電。

二、聲明

本公司不做任何形式的擔保,包括為某一特定目的對其提出適銷性與合適性的默示擔保。本公司對於本資料所包含的錯誤,或由於本手冊的提供、實際表現和使用所造成的偶發或人為損害不承擔責任。

本手冊包含受專利法保護的專有資料。版權所有，未經本公司書面同意,不得對手冊任何部分進行照相、複印或翻譯成其他語言。

本手冊中所含的內容可以對使用者不予通知而做出更改。

三、概述

本產品是一款 眼部按摩儀，採用低電流（ $\leq 1.5\text{mA}$ ）之微電流美容技術，模擬輕柔按摩觸感，協助眼周肌膚放鬆並提升舒適感，屬日常美容與放鬆用途。

微電流輸出經過特殊程式調製，體驗柔和，不會產生明顯刺麻感。

其原理是利用導電矽膠貼合眼部週圍，將微電流作用於眼周肌膚，

模擬按摩觸感，讓肌膚帶來清爽舒適感。

四、作用與特點

1、作用

作為眼部EMS按摩儀，適合日常眼部保養，使眼周肌膚呈現清爽舒適感。長時間用眼後，透過微電流模擬按摩，讓眼周肌膚獲得放鬆與舒適感，帶來舒適的按摩體驗。

2、特點

EMS 微電流美容技術：模擬手指輕柔按摩，適合日常眼周保養，帶來輕柔按摩與舒適體驗。

眼部按摩儀定位：採用創新人體工學的導電矽膠材料，均勻貼附於眼部周圍的皮膚 *不包含眼球部位* 專為眼周肌膚設計，為日常眼周放鬆護理。

清新效果：微電流模擬按摩觸感，使眼周肌膚清新與放鬆舒適感。

多模式選擇：具備脈衝與連續模式，可依個人需求調整按摩感受。

創新時尚科技人體工學一體化設計：外觀流暢簡約時尚，中空視區可換鏡片。

五、禁忌症

若眼周皮膚有破損、紅腫、感染或不適者，請暫緩使用。

裝有心臟起搏器或使用植入性電子設備者請避免使用。

本產品為日常眼周放鬆用途，非醫療設備。

*本產品僅作用於眼周皮膚接觸面，不作用於眼球本體，不影響視力、眼壓或眼球相關生理功能。

本產品僅供日常使用或放鬆使用，如有特殊醫療需求請諮詢專業醫師。

六、技術參數 (本產品 20 檔能量僅調整輸出電流強度，脈衝頻率、脈寬及波形皆固定不變)

電源電壓：DC3.7V（內置聚合物鋰電池）

脈衝：頻率 $20\text{Hz}\pm 10\%$ ；脈寬 $300\mu\text{S}\pm 10\%$ ；波形方波。


按摩儀輸出電流有效值： $\leq 1.5\text{mA}$ 。

輸出功率：0.2W

載波頻率： $3\text{kHz}\pm 10\%$

載波脈寬： $100\mu\text{s}\pm 10\%$

七、產品說明



八、安裝與使用

1、充電

將適配器的輸出端插頭插到眼部按摩儀的充電插孔，再將適配器輸入端插到交流電插座；

儀器充電時紅色指示燈保持常亮狀態，當指示燈熄滅，即表示充電完成，儀器正常工作時，紅色指示燈每秒閃爍2次，當閃爍頻率變為每秒5次時，則表明電量不足，需及時充電。

2. 按摩儀佩戴

使用前先用濕毛巾將眼部周圍抹濕補水，再將眼部按摩儀導電眼罩緊貼於眼部，如果眼部有明顯水漬或汗液建議清潔擦乾再使用。

使用時將矽膠鬆緊帶兩端卡扣分別固定在兩隻鏡腳，待主機戴在眼部後，調節鬆緊帶，使其鬆緊適宜；將導電眼罩覆蓋於眼部。

3. 操作方法

① **儀器開機**：長按開關按鈕,此時語音播報“已開機”，系統預設進入“脈衝模式”，預設能量檔位為1。

② **模式切換**：2種模式隨心切換，可在開機後的任何狀態下短按開關鍵切換模式，開機後系統預設進入“脈衝模式”，短按一次切換成“連續模式”，可根據自身情況選擇合適的模式。

③ **能量調節**：面板上的“⊕”或“⊖”調節能量大小，本儀器共20檔可調節

建議初使用者使用前1至10 檔， 使用一段時間後， 可在自身承受範圍內嘗試使用10至20檔，須循序漸進逐步加強， 不可一次性調至過高， 避免對眼部造成損傷。

④ **預設時間：** 系統預設一次時間為15 分鐘。定時結束後， 將語音播報“按摩結束”， 隨後儀器自動關機。

⑤ **儀器暫停：** 同時按下兩個能量鍵， 儀器暫停工作； 按下任意一個能量鍵， 儀器則繼續工作， 能量則在1至5秒內從低到高逐漸達到暫停前得工作狀態。

⑥ **關機：** 長按開關鍵,語音播報“關機”， 進入關機狀態。

九、產品保證書

- 1.本產品自購買日起享有一年保固服務。
- 2.下列因使用者個人的原因造成的故障,將不提供免費保固服務
 - a、使用者或未授權單位,擅自拆裝,改裝該產品而造成的故障;
 - b、使用過程中不慎摔打,跌落,進水,受潮等個人疏忽行為而造成的故障;
 - c、沒有依照說明書的正確指示進行操作而造成的故障。
- 3.要求提供免費維修服務時,請提供填有購買日期的相關憑證作為保固依據。
- 4.保固範圍外的維修服務,將按規定適當收費。
- 5.可將發生故障的產品拿到本公司指定的維修點維修或寄回本公司維修。
- 6.耗材及配件不在保固範圍內。

十、產品清單



1. 主機:1 台
2. USB充電線:1根
3. 鬆緊帶: 1根
4. 說明書: 1本
5. 保固卡: 1個

一、Safety Warnings	1
二、Disclaimer	2
三、Overview	2
四、Functions & Features	3
五、Contraindications	4
六、Technical Specifications.....	4
七、Product Description	5
八、Installation & Usage.....	6
九、Warranty	7
十、Package Contents	8

— 、 Safety Warnings

1 、 During use, you may feel a kneading or massaging sensation around the eyes and eyelids. There may also be slight pressure in the nasal cavity or upper jaw. There should be no sharp or stinging sensation.

If pain occurs, it may be due to damaged skin contact—stop immediately.

If caused by high intensity, reduce the output level.

2 、 Sensation may differ between left and right eyes. This does not affect performance and may be due to:

- a. Different electrode contact tightness
- b. Different skin moisture levels
- c. Natural biological differences between left and right eyes

3 、 Read the manual carefully before use.

4 、 Electrodes must be used only in designated areas.

5 、 Do not drop, expose to heat, water, or corrosive environments.

6 、 Hold the plug when connecting/disconnecting charging cable.

7 、 Do not use near microwave devices.

8 、 If you have a pacemaker or electronic implant, consult a doctor before use.

9 、 Do not disassemble or modify the device.

10 、 Not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities unless supervised.

11、Children must be supervised to prevent misuse.

12、Use only with 5V  low voltage safety power supply.

二、Disclaimer

The company makes no warranties, including fitness for a particular purpose.

Not responsible for errors or damages arising from use.

This manual contains proprietary information protected by law.

No reproduction or translation without permission.

Content may change without notice.

三、Overview

This product is an EMS Eye Massager that uses microcurrent technology for beauty care.

Uses low intensity microcurrent to simulate massage

Helps relax the skin around the eyes

Gently revitalizes and reduces fatigue

Provides a comfortable and soothing experience

The microcurrent is specially programmed to ensure a smooth and gentle experience without noticeable tingling.

Conductive silicone pads deliver current to the eye area, simulating massage and restoring a refreshed feeling.

四、Functions & Features

1、Functions

Suitable for daily eye care

Helps refresh and relax eye area after prolonged use

Provides comfort and cosmetic care experience

2、Features

- **EMS Microcurrent Technology**

Simulates gentle finger massage for daily care

- **Ergonomic Design**

Conductive silicone fits evenly around the eye area

(Does not contact the eyeball)

- **Revitalizing Effect**

Gentle stimulation helps restore vitality

- **Multiple Modes**

Pulse mode & Continuous mode

- **Modern Integrated Design**

Stylish appearance with interchangeable lenses

五、Contraindications

Do NOT use if you have:

Damaged skin around eyes

Acute eye inflammation

Conjunctivitis / keratitis / corneal ulcers

Glaucoma

Epilepsy

Brain vascular stents

Head tumors

Pacemaker users

Bleeding disorders

Severe heart disease

Allergic constitution

Pregnancy

This product is for external cosmetic massage only.

Consult a doctor for medical conditions.

六、Technical Specifications

(This product features 20 intensity levels that adjust only the output current.

The pulse frequency, pulse width, and waveform remain fixed and unchanged.)

Power Supply: DC 3.7V (built-in lithium battery)

Pulse Frequency: 20Hz $\pm 10\%$

Pulse Width: 300 μs $\pm 10\%$

Waveform: Square wave


Output Current: $\leq 1.5\text{mA}$

Output Power: 0.2A

Carrier Frequency: 3kHz $\pm 10\%$

Carrier Pulse Width: 100 μs $\pm 10\%$

七、Product Description



八、Installation & Usage

1、Charging

- Connect adapter to device and power outlet
- Red light = charging
- Light off = fully charged
- Flashing:
 - 2 times/sec = normal operation
 - 5 times/sec = low battery

2. Wearing the Device

- Moisten skin around eyes before use
- Attach silicone pads firmly
- Adjust strap for comfortable fit
- Avoid excessive moisture or sweat

3. Operation

① **Power On** : Long press → voice prompt: “Power On”

*Default: Pulse Mode, Level 1

② **Mode Switch** : Short press to switch:

- Pulse Mode
- Continuous Mode

③ **Intensity Adjustment** : 20 levels total

- Levels 1 – 10: low
- Levels 11 – 20: high

Beginners should start at low levels and increase gradually.

④ **Timer** : Default: 15 minutes

Auto voice: “Session complete”

Auto shutdown

⑤ **Pause Function** : Press both +/- buttons → pause

Press any button → resume gradually

⑥ **Power Off** : Long press → “Power Off”

九、Warranty

- 1-year free warranty
- Warranty does NOT cover:
 - a.Unauthorized modifications
 - b.Damage from drops, water, misuse
 - c.Incorrect operation
- Proof of purchase required
- Out-of-warranty repairs may incur fees
- Service via authorized centers
- Consumables & accessories not covered

+ 、Package Contents



- Main Unit ×1
- USB Charging Cable ×1
- Elastic Strap ×1
- User Manual ×1
- Warranty Card ×1

O₂MODA

EMS 眼部按摩儀

科技養膚，透亮日常

WELLNESS • TECHNOLOGY • HEALINGD

品牌商 舒博美生物科技國際股份有限公司

客服電話 02-29106340

官網 <https://www.o2moda.co/>

地址 新北市新店區寶福里中興路二段196號6樓



關注我們

了解更多最新消息